

Α/Α	ΚΩΔΙ ΚΟΣ ΝΟΣΟ ΚΟΜΕ ΙΟΥ	ΕΙΔΗ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΣΤΗΤΑ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ-ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1	95265	ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΣΚΟΝΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ		2		
2	94978	ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΣΚΟΝΗ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΑ ΑΠΛΙΚΑΤΕΡ 5gr	ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΣΚΟΝΗ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΑ ΑΠΛΙΚΑΤΕΡ 5gr. Η αιμοστατική σκόνη πρέπει να είναι παρασκευασμένη από απορροφήσιμους πολυσακχαρίτες με δυνατότητα απορρόφησης υγρών , σε συσκευασίες διαφόρων γραμμαρίων (5 gr). Τα σωματίδια της σκόνης να είναι βιοσυμβατά, μη πυρετογόνα, να μην περιέχουν ανθρώπινα ή ζωικά παράγωγα & να απορροφώνται από τον οργανισμό εντός 48 ωρών. Η πήξη πρέπει να πραγματοποιείται εντός 2 λεπτών δημιουργώντας ένα φράγμα γέλης ερχόμενης σε επαφή με το αίμα. Να συνοδεύεται από απλικατέρ / εφαρμογέα μιας χρήσης για την τοποθέτησή της, με ατραυματικό άκρο και μήκους τουλάχιστον 14 εκατοστών» ΜΕ ΜΑΚΡΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΕΩΣ	70		
3		ΜΗ ΥΦΑΣΜΕΝΟ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΜΕ ΚΑΟΛΙΝΗ	Μη υφασμένο αιμοστατικό επίθεμα καολίνης με αλγινικό ασβέστιο, για τον έλεγχο τοπικής αιμορραγίας. Να προσφέρει έλεγχο τοπικής τριχοειδούς, φλεβικής και αρτηριακής αιμορραγίας. Να διαθέτει πιστοποίηση για χρήση σε αιμορραγίες Grade I, II, III & IV. Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ενδοσκοπική χρήση, να περνάει από τον αυλό των trocar. Να διαθέτει ακτινοσκιερή σήμανση ώστε να παρέχει ασφάλεια και καλύτερη ορατότητα κατά τη χρήση σε αιματηρά πεδία. Να διαθέτει μέσο χρόνο αιμόστασης 5 έως 10 λεπτά. Να μπορεί να παραμείνει τοποθετημένο έως και 48 ώρες. Να υπάρχουν μελέτες για την χρήση και την αποτελεσματικότητα του προϊόντος. Να παρέχει τη δυνατότητα αποθήκευσης σε θερμοκρασία δωματίου για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς να υποστεί αλλοιώσεις, κρατώντας σταθερά μικρά ποσοστά υγρασίας λόγω συσκευασίας αλουμινίου, μεγιστοποιώντας το χρόνο ζωής προϊόντος. Να προσφέρεται σε διαστάσεις 12cm x 12cm	147		
4	94818	ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΣΠΟΓΓΟΣ ΤΥΠΟΥ MEROCEL no 8	ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΣΠΟΓΓΟΣ ΤΥΠΟΥ MEROCEL ΑΠΟ ΟΞΕΙΔΩΜΕΝΗ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΜΕ Η' ΧΩΡΙΣ ΣΩΛΗΝΑΚΙ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΙΟΓΚΩΣΗΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ .ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΗΝΟΡΡΑΓΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΠΩΣ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΑ ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΚΟΓΧΟΤΟΜΕΣ Κ.Α ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ	70		

5	95794	ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΣΠΟΓΓΟΣ ΤΥΠΟΥ MEROCEL no 10		60		
6	95883	ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΣΚΟΝΗ	ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΣΚΟΝΗ. Απορροφήσιμο αιμοστατικό οξειδωμένης αναγεννημένης κυτταρίνης με ουδέτερο Ph σε σκόνη, αποστειρωμένο, έτοιμο προς χρήση σε δόση 3gr, για γρήγορη αιμόσταση μεταξύ 2-4 min, με βακτηριοκτόνο δράση και πλήρως απορροφήσιμο μέσω υδρόλυσης (4-6 μέρες). Να αδρανοποιεί τη θρομβίνη και να μην κάνει καμία επιβλαβή ιστική δράση ή αντίδραση υπερευαισθησίας. Να παρέχεται εφαρμογέας με μήκος ρύγχους 14 εκατοστά και για λαπαροσκοπική χρήση 38 εκατοστά. Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλούς τομείς της χειρουργικής.	30		
7	96155	ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΠΟ ΧΟΙΡΕΙΑ ΖΕΛΑΤΙΝΗ ΜΕ ΤΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ	Αιμοστατικό επίθεμα κατασκευασμένο από 100% απορροφήσιμη καθαρή χοίρεια ζελατίνη με τροποποιημένη επιφάνεια για αιμόσταση και αερόσταση σε σοβαρές αιμορραγίες. Με ειδικά διαμορφωμένη επιφάνεια, με ειδικό κόψιμο από laser που δημιουργεί πάνω από 1000 στήλες οι οποίες βοηθούν στην καλύτερη επαφή με οποιοδήποτε ιστό και αυξάνουν δέκα φορές την αλληλεπίδραση μεταξύ του προϊόντος και του υποκείμενου ιστού. Έτοιμο για χρήση σε ξηρή μορφή δεν απαιτείται διαβροχή, δεν διαλύεται στο νερό και η πορώδης δομή του επιτρέπει την απορρόφηση 35 φορές το βάρος του σε υγρά και αίμα. Αποστειρωμένο με ακτινοβολία γ και προορίζεται για μία χρήση. Σε ξηρή μορφή μπορεί να κοπεί σε όποια μορφή απαιτείται. Δυνατή προσκόλληση στο σημείο εφαρμογής με μηδενική πιθανότητα απόρριψης από τον ιστό. Παρέχει ταχεία αιμόσταση και ελέγχει τα σημεία αιμορραγίας Δεν περιέχει πρωτεΐνες που προέρχονται από το αίμα Εύκολη εφαρμογή Ανάλογα με την μέθοδο χρήσης και το σημείο αιμορραγίας το διάστημα πλήρους απορρόφησης ποικίλει μεταξύ τεσσάρων και έξι εβδομάδων. Είναι διαθέσιμο σε διαστάσεις : 80mm X 50mm x 10mm	3		
8	96156	ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΑΦΡΟ 100% ΧΟΙΡΕΙΑΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΖΕΛΑΤΙΝΗΣ, ΛΕΠΤΟΥ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΟΥ ΠΟΡΩΔΟΥΣ ΥΛΙΚΟΥ	Διαθέσιμα σε μορφή σπόγγου και σε μορφή πούδρας. Αιμοστατικός Ρινικός Σπόγγος - Ταμπόν: Έχει αιμοστατική δράση από 2-4 λεπτά. Μπορούμε να το εμφυτεύσουμε στο σημείο της επέμβασης και κρατάει τη δομή του για 4 ημέρες. Στις 4 ημέρες υγροποιείται πλήρως και απορροφάται πλήρως μέσα σε 4 εβδομάδες. Απορροφά τουλάχιστον 35 φορές το βάρος του σε αίμα και υγρά. Ενεργοποιεί τα θρομβοκύτταρα (αιμοπετάλια) - αποτελεί μήτρα για προσκόλληση αιμοπεταλίων Ουδέτερο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με φαρμακευτικά προϊόντα και φυσιολογικού ορού. Χάρη στο ουδέτερο PH του μπορεί να	20		

			<p>χρησιμοποιηθεί ξηρό ή εμποτισμένο – δεν διαλύεται σε νερό. Μπορεί να κοπεί – εφόσον είναι στεγνό – σε ότι διάσταση θέλουμε και μπορεί να συμπιεστεί μερικώς. 100% διασπώμενο Διαθέσιμο σε διάσταση: 50 x 10 x 10 mm</p>			
9	1961	ΚΑΘΗΤΡΑΣ ΡΙΝΟΡΡΑΓΙΑΣ ΠΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΥΤΗΣ RAPID RHINO N 5,5		50		
10	356	ΚΑΘΗΤΡΑΣ ΡΙΝΟΡΡΑΓΙΑΣ ΠΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΥΤΗΣ ΜΕ ΓΑΖΑ ΓΕΛΗΣ RAPID RHINO N 9		70		
11	1900	ΚΑΘΗΤΡΑΣ ΡΙΝΟΡΡΑΓΙΑΣ ΠΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΥΤΗΣ ΜΕ ΓΑΖΑ ΓΕΛΗΣ RAPID RHINO N 7,5		70		
12	96157	ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑΜΠΟΝΑΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΡΙΝΙΚΗΣ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑΣ	<p>Αιμοστατικό προϊόν μιας χρήσης για ταμπονάρισμα της ρινικής κοιλότητας. Να επιτυγχάνει αιμόσταση τριχοειδών αγγείων μέσω της πίεσης καθώς και της γέλης που περιέχει. Να διαθέτει και βακτηριοστατικές ιδιότητες για τη θεραπεία βλαβών της ρινικής κοιλότητας. Να προσφέρετε με τη μορφή επιδέσμου εμποτισμένου με γέλη (gel) από ελαϊκό σύμπλεγμα με οξυγόνο το οποίο να απελευθερώνεται σταδιακά για να προσφέρει αιμοστατική - βακτηριοστατική δράση στην περιοχή εφαρμογής για να δημιουργηθεί ένα μικροπεριβάλλον ευνοϊκό για την ενεργοποίηση της μικροκυκλοφορίας και δυσμενές για την ανάπτυξη παθογόνων παραγόντων ώστε να προάγεται η διαδικασία ταχείας και ανώδυνης επούλωσης χωρίς την χρήση αντιβιοτικών και χημικών - τοξικών σκευασμάτων. Σε διάσταση 5 μ. X 2 εκ.</p>	20		
13	96158	ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΓΕΛΗΣ (gel)	<p>Αιμοστατικό προϊόν μιας χρήσης σε μορφή γέλης (gel) από ελαϊκό σύμπλεγμα με οξυγόνο σε συνδυασμό με αιθέριο έλαιο μέντας και εκχύλισμα στέβιας, τα οποία να απελευθερώνονται σταδιακά για να προσφέρουν αιμοστατική καθώς και βακτηριοστατική δράση στην περιοχή εφαρμογής ώστε να δημιουργηθεί ένα μικροπεριβάλλον ευνοϊκό για την ενεργοποίηση της μικροκυκλοφορίας και δυσμενές για την ανάπτυξη παθογόνων παραγόντων ώστε να προάγεται η διαδικασία ταχείας και ανώδυνης επούλωσης βλαβών της στοματικής κοιλότητας χωρίς την χρήση αντιβιοτικών και χημικών και τοξικών σκευασμάτων .Να προσφέρονται σε σύριγγα 5 ml .</p>	9		