

Είδος μεμβράνης φίλτρου	Επιφάνεια μεμβράνης σε m ²	KUF/m ² < ή > των 20ml/h.mm Hg	Καθάρσεις ουσιών (>.....) σε ml/min με Qb300ml/min και Qd500ml/min					KOA >.....	Συντελεστή διαβάθμισης B2-M	Είδος αντιστάθμισης	Είδος αντιστάθμισης	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	
			Ουρία	Κρεατινίνη	Φωσφορικά	Βιτ.Β12	Ινουλίνη						
LOW													
Πολυσουλφ όνη dry	1,3	7,3	233	204	153	76	-	570	-	B2	Electron beam		
Πολυσουλφ όνη dry	2,2	21	259	230	208	131	-	945	-	B2	Moist heat		
ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΠΟΛΥΕΘΑΙΡΙ ΚΗ	2,2	13,2	270	251	213	120	100	1145	0,08	B2	γ-ακτινοβολία	200	
ΣΟΥΛΦΟΝΗ - PUREMA	2,1	10,95	273	253	234	144	-	1214	-	B2	Electron beam		
SYNPHAN	2,1	18	195	183	210	172	-	1065	0		γ-ακτινοβολία		
PMMA													

Όλα τα παραπάνω φίλτρα αιμοκάθαρσης συνοδεύονται από αρτηριακή-φλεβική γραμμή, κατάλληλη για τα μηχανήματα αιμοκάθαρσης που διαθέτουν οι Μονάδες Τεχνητού Νεφρού



ΤΕΛΙΚΟ ΝΟΜΙΜΟ ΚΟΝΤΡΟΛΗΣ
 ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
 Α.Μ.Κ.Α.: 3108300419 ΤΑΥ: 4447