

**ΚΩΔ. ΑΙΤ. 0/1199 ΔΙΠΟΛΙΚΗ ΛΑΒΙΔΑ Μ.ΧΡ 18CM ΜΕ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΟ  
 ΑΚΡΟ 1,5MM & ΔΙΠΟΛΙΚΗ ΛΑΒΙΔΑ Μ.ΧΡ 18CM ΜΕ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΑΚΡΟ  
 2,0MM & ΔΙΠΟΛΙΚΗ ΛΑΒΙΔΑ Μ.ΧΡ 19CM ΜΕ ΑΚΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΑΚΡΟ 0,5MM  
 & ΔΙΠΟΛΙΚΗ ΛΑΒΙΔΑ Μ.ΧΡ 19CM ΜΕ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΑΚΡΟ 1,0MM &  
 ΚΑΛΩΔΙΟ ΔΙΠΟΛΙΚΗΣ ΛΑΒΙΔΑΣ 3Μ Μ.ΧΡ**

A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	96253	<p><b>ΔΙΠΟΛΙΚΗ ΛΑΒΙΔΑ Μ.ΧΡ 18CM ΜΕ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΑΚΡΟ 1,5MM</b></p> <p>Διπολική αντικολλητική λαβίδα μίας χρήσης ευθεία μίας χρήσης, 18 cm μήκος, με αντικολλητικό άκρο 1,5 mm με κλίση προς τα κάτω 45° με κατασκευασμένο από κράμα αργύρου Sterling 925 (92.5% καθαρό άργυρο) μεθόδου Ραδιοχειρουργικής διπλής συχνότητας 4.0 MHz &amp; 1.7 MHz. και ισχύς εξόδου 150W (μονοπολική) / 40W (διπολική) / 170W (διπολική turbo). Συμβατή με την αγορασμένη γεννήτρια ραδιοσυχνοτήτων Surgimax Ultra σταθερής συχνότητας 4 και 1,7 MHz με ισχύς εξόδου 15 0W (μονοπολική) / 40W (διπολική) / 170W (διπολική turbo)</p>	5 TMX
2	96252	<p><b>ΔΙΠΟΛΙΚΗ ΛΑΒΙΔΑ Μ.ΧΡ 18CM ΜΕ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΑΚΡΟ 2,0MM</b></p> <p>Διπολική αντικολλητική λαβίδα μίας χρήσης ευθεία μίας χρήσης, 18 cm μήκος, με αντικολλητικό άκρο 2,0 mm με κλίση προς τα κάτω 45° με κατασκευασμένο από κράμα αργύρου Sterling 925 (92.5% καθαρό άργυρο) μεθόδου Ραδιοχειρουργικής διπλής συχνότητας 4.0 MHz &amp; 1.7 MHz. και ισχύς εξόδου 150W (μονοπολική) / 40W (διπολική) / 170W (διπολική turbo). Συμβατή με την αγορασμένη γεννήτρια ραδιοσυχνοτήτων Surgimax Ultra σταθερής συχνότητας 4 και 1,7 MHz με ισχύς εξόδου 15 0W (μονοπολική) / 40W (διπολική) / 170W (διπολική turbo).</p>	5 TMX
3	96250	<p><b>ΔΙΠΟΛΙΚΗ ΛΑΒΙΔΑ Μ.ΧΡ 19CM ΜΕ ΑΚΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΑΚΡΟ 0,5MM</b></p> <p>Διπολική αντικολλητική λαβίδα μίας χρήσης ευθεία μίας χρήσης, 19 cm μήκος, με αντικολλητικό άκρο 0,5 mm με κατασκευασμένο από κράμα αργύρου Sterling 925 (92.5% καθαρό άργυρο) μεθόδου Ραδιοχειρουργικής διπλής συχνότητας 4.0 MHz &amp; 1.7 MHz. και ισχύς εξόδου 150W (μονοπολική) / 40W (διπολική) / 170W (διπολική turbo). Συμβατή με την αγορασμένη γεννήτρια ραδιοσυχνοτήτων Surgimax Ultra σταθερής συχνότητας 4 και 1,7 MHz με ισχύς εξόδου 15 0W (μονοπολική) / 40W (διπολική) / 170W (διπολική turbo)</p>	5 TMX
4	96251	<p><b>ΔΙΠΟΛΙΚΗ ΛΑΒΙΔΑ Μ.ΧΡ 19CM ΜΕ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΑΚΡΟ 1,0MM</b></p> <p>Διπολική αντικολλητική λαβίδα μίας χρήσης ευθεία μίας χρήσης, 19 cm μήκος, με αντικολλητικό άκρο 1,0 mm με κατασκευασμένο από κράμα αργύρου Sterling 925 (92.5% καθαρό άργυρο) μεθόδου Ραδιοχειρουργικής διπλής συχνότητας 4.0 MHz &amp; 1.7 MHz. και ισχύς εξόδου 150W (μονοπολική) / 40W (διπολική) / 170W (διπολική turbo). Συμβατή με την αγορασμένη γεννήτρια ραδιοσυχνοτήτων Surgimax Ultra σταθερής συχνότητας 4 και 1,7 MHz με ισχύς εξόδου 15 0W (μονοπολική) / 40W (διπολική) / 170W (διπολική turbo)</p>	5 TMX
5	96254	<p><b>ΚΑΛΩΔΙΟ ΔΙΠΟΛΙΚΗΣ ΛΑΒΙΔΑΣ 3Μ Μ.ΧΡ</b></p> <p>Καλώδιο διπολικής λαβίδας, αποστειρωμένο, μήκους 3m μίας χρήσης, συμβατό με την αγορασμένη γεννήτρια του νοσοκομείου Surgimax Ultra σταθερής συχνότητας 4 και 1,7 MHz με ισχύς εξόδου 15 0W (μονοπολική) / 40W (διπολική) / 170W (διπολική turbo).»</p>	20 TMX
<p align="center">*ΔΕΙΓΜΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ (ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ : ΘΑ ΠΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΑ ΟΣΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.)</p>			